

| IMUNOHEMATOLOŠKO PRIJENATALNO TESTIRANJE | | | | |
|---|--|---------------------------|--|------------------|
| naziv pretrage | vrsta uzorka/količina | vrijeme trajanja pretrage | vrijeme naručivanja pretrage | posebni zahtjevi |
| Testiranje trudnica do 12. tjedna trudnoće: ABO RhD krvna grupa IAT test | Svježi uzorak venozne krvi uzet u epruvetu sa EDTA (ljubičasti čep). Epruveta 6 ml. ili 3 mL | 24 sata do 48 sati | Od 07:00 do 10:00 sati od ponedjeljka do petka | |
| Kontrolno testiranje trudnice obično u 28 do 32 tjednu trudnoće - provjera ABO i RhD krvne grupe - IAT test | Svježi uzorak venozne krvi uzet u epruvetu sa EDTA (ljubičasti čep). Epruveta 6 ml. ili 3 mL | 24 sata do 48 sati | Od 07:00 do 10:00 sati od ponedjeljka do petka | |

| IMUNOHEMATOLOŠKO PRIJENATALNO TESTIRANJE | | | | |
|---|---|---|--|------------------|
| naziv pretrage | vrsta uzorka/količina | vrijeme trajanja pretrage | vrijeme naručivanja pretrage | posebni zahtjevi |
| <p>Profilaksa imunizacije trudnice/rodilje s RhD gamaglobulinom</p> <p>A. U prvom i u drugom trimestru trudnoće zbog prekida trudnoće, krvarenja, ektopične trudnoće, amniocenteze, krvarenja, traume abdomena, vanjski hvat zbog položaja djeteta određuje se prije primjene gamaglobulina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABO i RhD i IAT test - Provjera RhD i određivanje IAT testa kada je već ranije određena ABO i RhD grupa - Preporuka za primjenu RhD gamaglobulina <p>B. Nakon poroda RhD negativne trudnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABO RhD i IAT test rodilje - ABO RhD i D^u i DAT test novorođenčeta - Ako je novorođenče RhD D^u pozitivno preporučuje se zaštita s RhD gamaglobulina - | <p>Svježi uzorak venozne krvi uzet u epruvetu sa EDTA (ljubičasti čep). Epruveta 6 ml. ili 3 mL</p> | <p>A. 6 sati u slučaju hitnosti 45 minuta B. 6 do 12 sati. U slučaju hitnosti 45 minuta.</p> <p>Kod pozitivnog nalaza IAT testa ili nejasnih rezultata vrijeme trajanja pretrage može biti i dulje. Krajnje vrijeme je 72 sata</p> | <p>A. Od 07:00 do 11:00 sati od ponedjeljka do petka B. 24 sata/dan</p> | |